



ČZ

ŠPIČKOVÁ EVROPSKÁ KVALITA SPLŇUJÍCÍ NÁROČNÁ KRITÉRIA ISO 4074. VŠECHNY KONDOMY 100% ELEKTRONICKY TESTOVANÉ. LOKÁLNÍ VÝROBA, NEJMODERNEJŠÍ TECHNOLOGIE A PRVOTŘÍDNÍ SUROVINY. LUBRIKOVANÉ SILIKONOVÝM OLEJEM MEDICÍNSKÉ KVALITY. KOMFORTNÍ TVAR PRO SNADNÉ POUŽITÍ.

Měli byste vědět...

Správné používání kondomu snižuje riziko otěhotnění a nákazy pohlavními chorobami. Kondom je nejspolehlivějším prostředkem ochrany před virusem HIV a jinými sexuální přenosnými chorobami. Účinek žádné antikoncepce ale není stoprocentní. Kondomy vyrobené z přírodní latexu mají omezenou životnost, proto je důležité vždy před použitím zkontrolovat datum expirace vytištěné na ochranné fólii. Kondomy nesmí být používány v kombinaci s lubrikačními prostředky olejového základu (jako např. tělové mléko, masáží oleje, maslo, margarín, vazelína, dětský olej), které narušují přirozené vlastnosti a celistvost kondomu. Pro dodatečné zvlhčení aplikujte prostředky určené výhradně k použití s kondomy. Uživate-li nějaké předepsané nebo volně dostupné léky, konzultujte s lékařem nebo lékárníkem vhodnost jejich použití společně s latexovým kondomem. Pokud se u vás projeví vyšší míra citlivosti na výrobky z přírodního latexu, poraďte se rovněž se svým praktickým lékařem či lékárníkem. Budete-li mít pocit, že vám kondom sklouzává nebo příliš těsně obepíná penis, přestaňte se jeho používat, mohl by dojít k jeho poškození. V případě netěsnosti nebo proťžení kondomu během užívání vyhledejte svého lékaře, nejpozději však do 72 hodin. Kondomy jsou určeny pouze pro vaginální styk. Jiné použití zvyšuje riziko poškození kondomu. Kondom je určen pouze k jednorázovému použití. Opakované použití zvyšuje riziko infekce a poškození kondomu. Kondomy Primeros delay obsahují znečitlivující látku benzokain. Nepoužívejte je, pokud vaše partnerka trpí pohlavním zánetem či jiným vaginálním onemocněním. Pokud byste vy nebo váš partner měli po použití kondomu Primeros delay problémy s dýcháním nebo měli modré rty, znovu tyto kondomy nepoužívejte.

SK

ŠPIČKOVÁ, EURÓPSKA KVALITA V SÚLADE S PRÍSNÝMI KRITÉRIAMI NORMY ISO 4074. VŠETKY KONDOMY SÚ 100% ELEKTRONICKY TESTOVANÉ. VYRABANÉ LOKÁLNE, POMOČOU NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLOGÍ A MATERIÁLOV NAJVIŠŠEJ KVALITY. LUBRIKOVANÉ SILIKONOVÝM OLEJOM FARMACEUTICKEJ KVALITY. KOMFORTNÝ TVAR ZABEZPEČUJÚCI JEDNODUCHÉ POUŽITIE.

Čo by ste mali vedieť...

Správné použitie kondómu znižuje riziko otehotnenia a nákazy pohlavnými chorobami. Hoci kondóm predstavuje najspoľahlivejší spôsob ochrany pred vírusom HIV a inými pohlavnými prenosnými chorobami, žiadna forma antikoncepcie nie je 100% účinná. Kondómy vyrobené z prírodného latexu majú obmedzenú životnosť, preto je dôležité vždy pred použitím zkontrolovať dátum expirácie uvedený na ochrannej fólii. Kondómy sa nesmú používať v kombinácii s lubrikačnými prostriedkami na báze oleja (ako napr. telové mlieko, masážne oleje, maslo, margarín, vazelína, detský olej), ktoré poškodzujú prírodné vlastnosti kondómu a jeho celistvosť. Na dodatočné zvlhčenie použite prípravky určené výhradne na použitie s kondómami. Ak užívate lieky na lekárske predpis alebo voľnoprodané lieky, poraďte sa s lekárom alebo lekárníkom, aby ste sa uistili, že ich použitie spolu s latexovým kondómom nespôsobí komplikácie. S lekárom alebo lekárníkom sa poraďte aj v prípade, že sa u vás prejaví zvýšená citlivosť na výrobky z prírodného latexu. Ak máte pocit, že kondóm má tendenciu sklznúť alebo penis obopína príliš tesne, prerušte jeho používanie, pretože to môže viesť k jeho poškodeniu. V prípade netesnosti alebo pretrhnutia kondómu sa najneskôr do 72 hodín obráťte na svojho lekára. Kondómy sú určené výlučne na vaginálny styk. Akékoľvek iné použitie zvyšuje riziko jeho poškodenia. Kondóm je určený iba na jedno použitie. Opakované použitie zvyšuje riziko infekcie alebo zlyhania kondómu. Kondómy Primeros delay obsahujú znečitlivujúcu látku benzokain. Nesmú sa používať v prípade, že partnerka trpí vaginálnym zápalom alebo iným vaginálnym ochorením. Ak by sa po použití kondómu Primeros delay u niektorého z partnerov prejavili ťažkosti s dýcháním alebo modranie pier, tieto kondómy už nepoužívajte.

HU

ELŐSORÉNDÜ EURÓPAI MINŐSÉG, A SZIGORÚ ISO 4074 ELŐÍRÁSOK SZERINT MINDEN ÖVSZER 100%-OSAN ELEKTRONIKUSAN TESZTELTELT. CSUCSMINŐSÉGŰ TECHNOLÓGIÁVAL ÉS A LEGJOBB MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL HELYBEN GYÁRTVA. GYÓGYSZERÉSZETI MINŐSÉGŰ SZILIKONOLAJJAL SIKÓSÍTOTT. KÉNYELMES ALAKÚ, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ.

Érdemes tudni...

A helyes övszerhasználat csökkentheti a terhesség és a nemüti utóterjedő betegségek esélyét. Bár az övszerek másjarmú a leginkább megbízható védelem a HIV és más nemüti utóterjedő fertőzések ellen, egyetlen fogamzásgátlási módszer sem nyújt 100%-os védelemet. A természetes kaucsuklatéxből készült övszerek felhasználási ideje korlátozott, ezért használat előtt mindig fontos megnézni a lejárati dátumot a csomagoláson. Az övszereket nem szabad olaj alapú szikósítókbal (pl. testápolóval, masszázsolajjal, vajjal, margarinnal, vazelinel, baboalajjal) együtt használni, mivel ezek romtják az övszer természetes jellemzőit és épségét. Kiegészítő szikósításhoz használjon kifejezetten övszerekhez készült termékeket. Vényköteles vagy vény nélkül kapható gyógyszersek szélese esetén kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészt, hogy a kaucsuklatéxből készült övszerek egyidejű használatra nem okoz-e szövődményeket. Szintén keresse fel orvosát vagy gyógyszerészt, ha észreveszi, hogy természetes kaucsuklatéxből készült termékekre kifejezetten érzékeny. Ha úgy érzi, hogy az övszer kelcszűk, vagy túl szorosan a himesszűre tapad, azonnal helyezze abba az övszer használatát, mivel ilyen esetben elszakadhat. Ha az övszer használat közben elszakad vagy szivárogo, legkésőbb 72 óra belül keresse fel orvosát. Az övszerek kizárólag hüvelyi együttélésre vannak tervezve. Bármely más használat növeli az övszer sérülésének kockázatát. Az övszer csak egyszeri használatra alkalmas. Az ismételt használat növeli a fertőzésveszélyt, illetve az övszer sérülésének kockázatát. A Primeros delay övszerek benzokain tartalmú érzéstelenítő tartalmazzak. Az ilyen övszereket csak használni a női fel hüvelyi gyulladása vagy más hüvelyi panaszok esetén. Ne használjon többé ilyen terméket, ha használat után bármelyek fel légszűrésnéhezget tapasztal vagy élkélmények az ajkai.

HR

VRHUNSKA EVROPSKA KVALITETA U SKLADU S RIGOROZNIIM STANDARDIMA ISO 4074. SVI KONDOMI SU 100% ELEKTRONISKI TESTIRANI. LOKALNA PROIZVODNJA UZ NAJMODERNIJU TEHNOLOGIJU I VISOKOKVALITETNE SIROVINE. LUBRIKOVANI SILIKONSKIM ULJEM MEDICINSKE KVALITETE I KOMFORTNOG OBLIKA ZA JEDNOSTAVNU UPOTREBU.

Trebate znati...

Pravilna upotreba kondoma smanjuje rizik od neželjene trudnoće i SPB-i. Iako su kondomi najpouzdanije sredstvo zaštite protiv HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti, nijedno kontracepcijsko sredstvo nije 100% učinkovito. Kondomi napravljeni od prirodnog lateksa imaju ograničen vijek trajanja, stoga je važno uvijek prije upotrebe na pakovanju provjeriti datum isteka roka upotrebe. Kondomi se ne smiju koristiti u kombinaciji s lubrikantima na uljnoj osnovi (kao što su losioni za tijelo, ulja za masažu, puter, margarín, vazelin, ulje za bebe), koji štete prirodnoj kvaliteti i integritetu kondoma. Za dodatnu lubrikaciju koristite proizvode posebno napravljene za upotrebu s kondomima. Ukoliko uzimate lijekove, bilo na recept ili u slobodnoj prodaji, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom kako bi osigurali da njihova istovremena upotreba s lateks kondomima neće prouzročiti komplikacije. Također se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom ako ustanovite da ste posebno osjetljivi na proizvode od prirodnog lateksa. Ukoliko osjetite da kondom spada ili prekomjerno stisne penis, trebate prekinuti njego korištenje jer to može rezultirati cijepanjem kondoma. Ako kondom tokom upotrebe propušta ili se počepija, kontaktirajte ljekara najkasnije u roku od 72 sata. Kondomi su napravljeni isključivo za vaginální snosaj. Bilo koja druga upotreba povećava rizik oštećenja kondoma. Kondom je napravljen isključivo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba povećava rizik prijenosa infekcija ili oštećenja kondoma. Primeros delay kondomi sadrže agens benzokain za smanjenje nadražaja. Ne smiju se koristiti u slučajevima vaginální upaljenja ili drugih vaginální stanja kod ženskog partnera. Prekinite sa korištenjem ovog proizvoda ako jedan od partnera pati od poteškoća pri disanju ili ako primjetite da su nakon njegove upotrebe poplavile usne.

SI

VRHUNSKA EVROPSKA KAKOVOST, KI IZPOLNJUJE STROGA MERILA ISO 4074. VSI KONDOMI SO 100% ELEKTRONSKO PREIZKUŠENI. PROIZVEDENI LOKALNO, Z NAJSOBOBNEJŠO TEHNOLOGIJO IN IZ MATERIALOV CERTIFICIRANIH DOBAVITELJEV. PREVLEČENI SO S SILIKONSKIM OLEJEM FARMACEVTSKE KAKOVOSTI, UDOBNA OBLIKA PA ZAGOTAVLJA ENOSTAVNO UPORABO.

Kaj morate vedeti ...

Pravilna uporaba kondoma zmanjša tveganje za zanositev in za spolno prenosljive bolezni. Kondom predstavlja najbolj zanesljivo zaščito pred virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi okužbami, vendar nobena oblika kontracepcije ni 100% zanesljiva. Kondomi iz naravnega lateksa imajo omejen rok uporabe, zato je pomembno, da pred uporabo vedno preverite datum veljavnosti na škatlici. Kondomov ne uporabljajte skupaj z lubrikanti na oljni osnovi (kot so mleko za nego kože, masazni oleji, maslo, margarín, vazelin, otroško olje), saj ti lahko zmanjšajo naravno kakovost in poškodujejo kondom. Za dodatno vlaženje uporabljajte izdelke, ki so zasnovani posebej za uporabo s kondomi. Če jemljete zdravila na recept ali zdravila, ki so v prosti prodaji, se o morebitnih zapletih zaradi sočasne uporabe kondomov iz lateksa posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom. Z zdravnikom ali farmaceutom se posvetujte tudi, če ugotovite, da ste še posebej občutljivi na izdelke iz naravnega lateksa. Če se vam zdi, da kondom leži s penisu ali je preozko, prekinite z uporabo, saj se lahko strga. Če se kondom med uporabo strga ali iz njega izteče semenska tekočina, se takoj, najpozneje v 72 urah, obrnite na svojega zdravnika. Kondomi so namenjeni izključno vaginálnim spolnim odnosom. Pri drugačni uporabi se poveča nevarnost poškodbe kondoma. Vsak kondom lahko uporabite samo enkrat. Večkratna uporaba poveča tveganje za poškodbe kondoma in za prenos okužb. Primeros delay kondomi vsebujejo desenzibilizirajočo snov benzokain. Ne smete jih uporabljati v primeru vnetja nožnice ali druge bolezni nožnice pri partnerici. Izdelek prenehajte uporabljati tudi, če pri katerem od partnerjev pride do težav z dihanjem ali mu po uporabi pomorjico ustnice.

1



2



3



4



5



CZ

Jak to funguje

Používejte kondom vždy od počátku styku, neboť často dochází k úniku semene před samotným orgasmem. Kondom navlékajte vždy na ztopořený penis.

- 1 Opatrně roztrhněte fólii a vymějte kondom. Při otvírání fólie a navlékání na penis dávejte pozor na poškození kondomu ostrými předměty (nehty, šperky atd.), protože poškozený kondom nezajišťuje dostatečnou ochranu. Pokud je fólie viditelně poškozena, kondom dále nepoužívejte. Pro další užití vymějte nový kondom z neporušeného obalu.
- 2 Při navlékání kondomu dbajte na to, aby v jeho špičce nezostal vzduch, který by mohl způsobit protržení kondomu. Tomu zabráníte tak, že stisknete špičku kondomu palcem a ukazováčkem.
- 3 Kondom na penis nenatahujte, ale rolujte po jeho obvodu, přičemž předkožka musí být plně stažena.
- 4 Po ejakulaci penis pomalu vytáhněte z vaginy, a to dříve než povadne. Kondom přitom pevně přidržíte u kořene penisu. Dbajte na to, aby kondom neskouzl.
- 5 Použitý kondom neodhazujte do toalety, ale do odpadkového koše.

SK

Ako to funguje

Kondóm používajte vždy už od začiatku styku, pretože k úniku semena často dochádza už pred samotným orgazmom. Kondóm vždy navlekáajte na stopený penis.

- 1 Opatrne roztrhnite ochrannú fóliu a vberte kondóm. Pri otváraní ochrannej fólie a navlekaní kondómu na penis postupujte opatrne, aby sa kondóm nepoškodil ostrými predmetmi (nechtami, šperkami atď.), pretože poškodený kondóm neposkytuje dostatočnú ochranu. Ak je fólia zjavne poškodená, použite nový kondóm z nepoškodeného obalu.
- 2 Pri navlekaní kondómu dbajte na to, aby v jeho špičke nezostal vzduch, ktorý by mohol zapríčiniť jeho roztrhnutie. Zabránite tomu tak, že špičku kondómu stlačíte palcom a ukazovákom.
- 3 Kondóm na penis nenafahujte, ale rolujte po jeho obvod. Predkožka musí byť pritom úplne stiahnutá.
- 4 Po ejakulácii penis pomaly vytiahnite z vagíny ešte pred ochabnutím. Kondóm pritom pevne pridržiavajte pri koreni penisu. Dbajte na to, aby kondóm neskouzl.
- 5 Použitý kondóm neodhadzujte do toalety, ale do odpadkového koša.

HU

Így működik

Az óvszert mindig az együttélés elején helyezze fel, mivel sok esetben onősejték a tényleges orgazmus előtt is távoznak a hímveszőből. Ügyeljen arra, hogy az óvszer felhelyezésekor a hímvesző erekált állapotban legyen.

- 1 Óvatosan tépje fel a csomagolást, majd vegye ki az óvszert. A csomagolás felnyitása, majd az óvszer hímveszőre helyezése során ügyeljen arra, hogy az óvszer ne sértsen le éles tárgyakkal (pl. körömmel, ékszerrel, stb.), mivel sérült állapotban az óvszer nem nyújt kellő védelmet. Ha az óvszer csomagolása szemmel láthatóan sérült, azt az óvszert dobja ki; használon sérletlen csomagolású másik óvszert.
- 2 Az óvszer felgördetése során ügyeljen arra, hogy a végen ne maradjon levegő, mivel így elszakadhat az óvszer. Ennek megelőzésére csipje össze az óvszert a hüvelykujja és a mutatóujja között.
- 3 Az óvszert ne húzza rá a hímveszőre, hanem görgesse rá. A fitymának teljesen visszahúzott állapotban kell lennie.
- 4 Magómlés után húzza ki a hímveszőzt lassan a hüvelyből, mielőtt elyomkásodik. Eközben szorítsa rá az óvszert a hímvesző tövére. Ügyeljen arra, hogy az óvszer ne csúszson le.
- 5 A használt óvszert ne a wc-be dobja, hanem a szemetesbe.

HR

Kako se to radi

Kondom postavite prije početka snošaja, jer se sjeme često izbací i prije samog orgazma. Kondom uvijek stavljajte kada je penis u erekciji.

- 1 Pažljivo otvorite pakovanje i izvadite kondom. Pazite da pri otvaranju pakovanja i stavljanju kondoma na penis ne oštetite kondom ostrim objektima (nokti, nakit itd.), jer oštećen kondom ne pruža adekvatnu zaštitu. Ukoliko je jedinačino pakovanje vidljivo oštećeno, taj kondom treba odbaciti i koristiti novi iz neoštećenog pakovanja.
- 2 Prilikom stavljanja kondoma pazite da na vrhu ne bude zaostalog vazduha, jer to može pocijepati kondom. To možete spriječiti tako da vrh kondoma stisnete palcem i kažiprstom.
- 3 Kondom nemojte navlačiti na penis, već ga rolajte naniže. Kožica mora biti u potpunosti povučena.
- 4 Nakon ejakulacije polako izvucite penis iz vagine prije nego omeška. Dok to činite, čvrsto pridržite kondom oko osnove penisa, pazite da kondom ne spadne.
- 5 Ne bacajte iskorištene kondome u nužnik, već ih odložite u korpu za otpatke.

SI

Kako uporabiti kondom

Kondom vedno namestite na začetku spolnega odnosa, saj do izliva semenske tekočine pogosto pride že pred orgazmom. Kondom vedno natakните na otrdel penis.

- 1 Predvidno raztrgajte zavojček in vzemite kondom iz njega. Pri odpiranju zavojčka in natančnanju kondoma na penis pazite, da kondoma ne poškodujete z ostrimi predmeti (nohti, naklomi in podobnimi), saj poškodovani kondom ne bo zagotavljal ustrezne zaščite. Če je posamezni zavojček vidno poškodovan, zavrzite kondom in uporabite novega iz nepoškodovanega zavojčka.
- 2 Ko razvijate kondom, pazite, da v konici ne ostane zrak, saj lahko sicer med spolnim odnosom počí. Temu se izognete tako, da konico kondoma stisnete s palcem in kazalcem.
- 3 Kondoma ne vlečite čez penis, ampak ga razvijte po njegovi dolžini. Kožico morate potegniti nazaj.
- 4 Po izlivu semena penis počasi potegnite iz nožnice, dokler je še nabrekli. Pri tem čvrsto primate kondom ob korenu penisa. Pazite, da kondom ne zdrsne s penisa.
- 5 Uporabljenih kondomov ne mecite v straniščno školjko, ampak jih odvrzite v koš za smeti.

